


Ergänzende Montageanweisung	02	DEU
Additional Installation instructions	03	ENG



D^{med}® Visiano 20-2 C E1

Untersuchungsleuchte
Examination light

1. LIEFERUMFANG



A: Leuchte B: Vertikalrohr C: Abschlussring D: Deckenplatte und Baldachin E: Verbindungsaufsatz

2. MONTAGE

2.1 Lastdaten

Biegemoment M_B	25Nm
Senkrechte Gewichtskraft F_G	90N

2.2 Deckenhalterung befestigen



GEFAHR

Montage durch qualifiziertes Personal

- Montage darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen. Ohne entsprechende Kenntnisse entstehen lebensbedrohliche Gefahren.



GEFAHR

Lebensgefahr durch abstürzende Leuchte



- Die Decke muss aus massivem Beton sein, um sicheren Halt zu garantieren




GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag


- Die Leuchte muss durch einen externen Schalter allpolig von Netz getrennt werden können (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Die Spannungsversorgung am Netzanschluss muss allpolig über einen Überstromauslöser (gemäß den nationalen Installationsvorschriften) abgesichert sein. (nicht im Lieferumfang enthalten)



- Zulässige Maximalhöhe der Decke ist 2800mm.
- Der Tiefste Punkt des Deckenrohrs nach Norm (nach der Montage) soll nicht tiefer als 2000mm sein.
- Stromkabel vor dem Kürzen des Deckenrohrs entfernen.
- Deckenrohr mit Metallsäge auf gewünschte Länge kürzen und entgraten.




- Verbindungsaufsatz(C) auf das Vertikalrohr aufstecken.
- Die Pin-Aufnahme (A) mittig im gewünschten, zukünftigen Arbeitsbereich der Leuchte ausrichten.
- Der Kabelanschluss (B) muss genau gegenüberliegend der Pin-Aufnahme (A) positioniert werden.
- Durch Loch (D) im Verbindungsaufsatz das zu bohrende Loch im Vertikalrohr anzeichnen und Aufsatz wieder entfernen.
- 4mm Loch in Vertikalrohr bohren.



- Stromkabel (E) in das Deckenrohr (F) einführen und an der Lüsterklemme anschließen.
- Verbindungsaufsatz (C) wieder auf das Rohr (F) schieben. Drehen bis das gebohrte und das vorhandene Loch des Aufsatzes sich überlappen. Hier die Innensechskantschraube (G) einschrauben.
- Die Schlitzschraube (H) in das gegenüberliegende Loch bündig einschrauben.

1. SCOPE OF DELIVERY



A: Luminaire attachment

B: Ceiling tube

C: Cover ring

D: Ceiling panel and Cover

E: connection

2. ASSEMBLY

2.1 Load data

Bending moment M_B	25Nm
Vertical weight F_G	90N

2.2 Mount ceiling bracket

DANGER

Assembly by qualified personnel

- Assembly must be carried out by qualified personnel only. Lack of appropriate knowledge could be life-threatening.

DANGER



Life-threatening danger from falling light.

- The ceiling must be made of solid concrete to guarantee a secure hold.


DANGER

Electric shocks are life-threatening


- It must be possible to separate the light from the mains by an external all-pole switch (not included).
- Voltage supply from the power connection must be protected on all poles by means of an overcurrent release (according to national installation requirements; it is not included in the scope of supply).



- maximum ceiling height is 2800mm
- The lowest point of the standard ceiling pipe (after installation) should not be deeper than 2000mm.
- Remove the power cable before shortening ceiling tube
- Shorten the ceiling tube to the desired length with a metal saw and deburr.



- Place the connection attachment (C) on the vertical tube.
- Align the pin attachment (A) centrally in the desired, future working range of the light.
- The cable connection (B) must be positioned exactly opposite the pin holder (A).
- Mark the hole to be drilled in the ceiling tube through hole (D) in the connection attachment and remove the attachment.
- Drill a 4mm hole in the vertical tube.



- Insert the power cable (E) into the ceiling conduit and connect it to the luminaire terminal.
- Slide the connection attachment (C) back onto tube (F). Turn until the drilled hole and the existing hole of the attachment overlap. Screw in the hexagon socket screw (G) here.
- Screw the slotted screw (H) flush into the opposite hole

OWN DISTRIBUTORS



GERMANY

Derungs Medical GmbH
Rudolf-Diesel-Strasse 2
78239 Rielasingen-Worblingen
Germany
Telephone +49 (0) 7731 909719-0
Mail: info@derungsmedical.com

ITALY

Waldmann Illuminotecnica S.r.l.
Via della Pace, 18 A
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Italy
Telephone +39 02 98 24 90 24
Fax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
info-it@waldmann.com

GERMANY

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 5062
78057 Villingen-Schwenningen
Germany
Telephone +49 7720 601 0
Telephone +49 7720 601 100 (Sales)
Fax +49 7720 601 290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

NETHERLANDS

Waldmann BV
Lingewei 19
4004 LK Tiel
Netherlands
Telephone +31 344 631 019
Fax +31 344 627 856
www.waldmann.com
info-nl@waldmann.com

SWITZERLAND

Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 Küttigen
Switzerland
Telephone +41 62 839 12 12
Fax +41 62 839 12 99
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

SWEDEN

Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 Bandhagen
Sweden
Telephone +46 8 990 350
Fax +46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com

AUSTRIA

Waldmann Lichttechnik Ges.m.b.H
Gewerbepark Wagram 7
4061 Pasching/Linz
Austria
Telephone +43 7229 67 400
Fax +43 7229 67 444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

USA

Waldmann Lighting Company
9, W. Century Drive
Wheeling, Illinois 60090
USA
Telephone +1 847 520 1060
Fax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com


FRANCE

Waldmann Eclairage S.A.S
Z.I. - Rue de l'Embranchement
67116 Reichstett
France
Telephone +33 3 8820 95 88
Fax +33 3 8820 95 68
www.waldmann.com
info-fr@waldmann.com



Derungs Licht AG

Hofmattstrasse 12
CH-9200 Gossau SG
Switzerland
Telephone +41 71 388 11 66
Mail info@derungs.swiss



Derungs Medical GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse 2
78239 Rielasingen-Worblingen
Germany
Telephone +49 (0) 7731 909719-0
Mail: info@derungsmedical.com



Further distribution partners you find at: www.derungslicht.com

Diese Montage- und Gebrauchsanweisung dient ausschliesslich der Kundeninformation und wird nur auf Kundenanforderung aktualisiert oder ausgetauscht
These installation and operating instructions are

Änderungen vorbehalten | Subject to changes

© Derungs Licht AG • D80.174.000 • 12.2022 • Index: 1.2

