

- Si se requieren resultados precisos fuera del rango de medición del instrumento **cobas b 101** o del instrumento **cobas click**, la muestra debe analizarse con un método alternativo.

Calibración

El presente método ha sido estandarizado frente al material de referencia ERM-DA472/IFCC. Cada lote de disco del ensayo **cobas** CRP Test Gen. 2 es trazable al material de referencia ERM-DA472/IFCC.⁷

El instrumento registra automáticamente los datos de calibración específicos del lote del código de barras impreso en el disco. El usuario no tiene que efectuar una calibración.

Control de calidad

Para el control de calidad, utilice **cobas** CRP Control Gen. 2. Adaptar los intervalos y límites de control a los requisitos individuales del laboratorio. Los resultados obtenidos deben hallarse dentro de los límites definidos. Cada laboratorio debería establecer medidas correctivas a seguir en caso de obtener valores fuera del intervalo definido. Antes de analizar muestras de pacientes, los resultados del control de calidad deben estar dentro del intervalo diana específico del lote. Cumplir con las regulaciones gubernamentales y las normas locales de control de calidad pertinentes.

Para obtener información adicional sobre la realización de pruebas de control de calidad, lea la hoja de metódica de **cobas** CRP Control Gen. 2 y la Guía del usuario.

Presentación de los resultados

Al final de la determinación automática, el instrumento **cobas b 101** o el instrumento **cobas click** presenta el resultado en la pantalla en un plazo de 3-4 minutos. La concentración de CRP se muestra en mg/L o en mg/dL.

Limitaciones e interferencias

Las concentraciones de hematocrito entre 0 % y 60 % no influyen en el resultado de la prueba. Criterio: recuperación dentro de ± 7 % de los valores iniciales con una concentración de CRP de 10,0 mg/L y 40,0 mg/L.

Hemólisis: sin interferencia significativa hasta una concentración de hemoglobina de 500 mg/dL. Ictericia:⁸ sin interferencia significativa hasta una concentración de bilirrubina conjugada y sin conjugar de 40 mg/dL.

Lipemia:⁸ sin interferencia significativa hasta una concentración de Intralipid de 7500 mg/L y una concentración de triglicéridos de 1500 mg/dL.

Glucemia:⁸ sin interferencia significativa hasta una concentración de glucosa de 1000 mg/dL. No se requieren muestras recogidas en ayunas.

Factores reumatóides: sin interferencia significativa hasta una concentración de factor reumatoide de 1200 IU/mL.

Biotina: no se han encontrado interferencias hasta 50 mg/L.

Fármacos: no se registró ninguna interferencia con paneles de fármacos de uso común a concentraciones terapéuticas.⁹

Las interferencias por fármacos se midieron según las recomendaciones dadas en las guías EP07 y EP37 del CLSI y en otras publicaciones. No se han caracterizado los efectos de concentraciones que exceden las recomendadas.

Para el diagnóstico, los resultados del test siempre deben interpretarse teniendo en cuenta la anamnesis del paciente, la exploración clínica así como los resultados de otros exámenes.

Intervalo de medición

3.0-400 mg/L o 0.30-40.0 mg/dL

Valores teóricos

Adultos: < 5.0 mg/L (< 0.5 mg/L)^{10,11}

Cada laboratorio debería comprobar si los intervalos de referencia pueden aplicarse a su grupo de pacientes y, en caso necesario, establecer sus propios valores.

Datos específicos del funcionamiento de la prueba

A continuación, se indican los datos representativos de funcionamiento de los analizadores. Los resultados de cada laboratorio en particular pueden difirir de estos valores.

Precisión

La precisión se determinó con controles aplicando el protocolo CLSI EP05-A3. La precisión se obtuvo con tres lotes del ensayo **cobas** CRP Test a partir de 5 muestras de suero en los puntos de decisión médica y 2 soluciones de **cobas** CRP Control durante 21 días con 2 series por día. Las mediciones se efectuaron por duplicado por serie y muestra. Los siguientes resultados se obtuvieron para un lote representativo en el instrumento **cobas b 101**. Los datos de precisión son representativos del ensayo **cobas** CRP Test Gen. 2 en el instrumento **cobas b 101** y el instrumento **cobas click**.

	Repetibilidad			Precisión intermedia		
Muestra	Media mg/L	DE mg/L	CV %	Media mg/L	DE mg/L	CV %
Suero humano 1	5.1	0.13	2.5	5.1	0.17	3.3
Suero humano 2	10.0	0.23	2.3	10.0	0.24	2.4
Suero humano 3	39.9	0.93	2.3	39.9	0.98	2.5
Suero humano 4	93.4	1.62	1.7	93.4	1.84	2.0
Suero humano 5	351	7.99	2.3	351	8.42	2.4
Nivel de control 1	9.7	0.29	2.9	9.7	0.30	3.1
Nivel de control 2	39.2	0.79	2.0	39.2	1.09	2.8

Comparación de métodos

Los datos de comparación de métodos (exactitud) son representativos del ensayd **cobas** CRP Test Gen. 2 en el instrumento **cobas b 101** y el instrumento **cobas click**. La comparación de métodos del ensayo **cobas** CRP Test se realizó según la guía EP09-A3 del CLSI en 3 centros de pruebas cerca del paciente.

El experimento de comparación efectuado con tres lotes de reactivo diferentes con muestras de suero medidas con el ensayo **cobas** CRP Test en el instrumento **cobas b 101** (y) y medidas con el reactivo CRP-latex X2 "Seiken" NX en el analizador **cobas c 501** (x) proporcionó la siguiente correlación para un lote representativo (regresión de Deming ponderada).^{12,13}

Número de muestras: 140

Pendiente: 1.00

Intersección: 0.0934

Pearson (r): 0.998

Desviación media en el intervalo de 3.0-200 mg/L: 0.5 %

Desviación media en el intervalo de > 200-400 mg/L: 3.5 %

Desviación a 5.0 mg/L: 1.9 %

Desviación a 10.0 mg/L: 0.9 %

Información adicional

Para más información, consulte la Guía del usuario correspondiente al instrumento en cuestión y las metodías de todos los componentes necesarios.

En la presente metodía se emplea como separador decimal un punto para distinguir la parte entera de la parte fraccionaria de un número decimal. No se utilizan separadores de millares. Todo incidente grave que se haya producido en relación con el producto se comunicará al fabricante y a la autoridad competente del Estado Miembro en el que se encuentre el usuario y/o el paciente.

Para el resumen del informe de seguridad y funcionamiento, consulte:

https://ec.europa.eu/tools/eudamed

Svenska
Användningsområde
Analysen cobas CRP Test Gen. 2 är en in vitro-diagnostisk analys som är designad att kvantitativt bestämma C-reaktivt protein (CRP) i humant kapillärt helblod och serum, K2/K3-EDTA- och litiumheparinantikoagulerat venöst helblod och plasma genom fotometrisk transmissionsmätning.
Mätning av CRP är användbar för utvärdering av inflammatoriska störningar och därmed förknippade sjukdomar, infektion och vävnadsskada.
cobas CRP Test Gen. 2-analysen är avsedd för patientnära testning.
cobas CRP Test Gen. 2-analysen är avsedd att användas med instrumentet cobas b 101 och instrumentet cobas click .

Innan du börjar analysera

Om du är en ny användare av **cobas** click-system, titta på utbildningsvideon och läs snabbguiden och användarguiden Läs även metodbladet för **cobas** CRP Control Gen. 2 och hela detta metodblad.

Användarutbildning

Användningen av instrumentet **cobas b 101** och instrumentet **cobas click** samt utförandet av analysen **cobas** CRP Test Gen. 2 beskrivas i användarguiden. Ingen specifik utbildning krävs.

Sammanfattning

De flesta vävnadsskadande processer såsom infektion, inflammatoriska sjukdomar och maligna neoplasmer associeras med en kraftig akutfasrespons av det C-reaktiva proteinet (CRP). CRP-respons kan föregå uppträdandet av symptom såsom feber. Hos flesta friska personer når CRP-nivåer upp till 5 mg/L. Efter initial stimulering som driver på akutfasresponsen är förändringar i serum-CRP-koncentrationen detektibara inom 6–8 timmar och toppnivån nås inom 24–48 timmar. CRP-nivåer öka upp till 1000-faldigt som respons på allvariga stimuli såsom infektion, större trauma, kirurgi eller maligna neoplasmer. Halveringstiden för CRP är cirka 19 timmar, och CRP kan användas för klinisk ökenkning. Att mäta förändringar i CRP-koncentrationen ger användbar diagnostisk information om sjukdomens varaktighet och allvarighetsgrad. Det gör det också lättare att bedöma komplikationer under sjukdomen och att få en uppfattning om sjukdomsgenesen. CRP-bestämmning kan ersätta den klassiska bestämningen av erytrocytesdimereringshastighet (ESR), beroende på dess snabba respons på förändringar i sjukdomsaktivitet och dess goda korrelation till ESR.^{1,2,3} Analysen **cobas** CRP Test Gen. 2 kan användas i icke-kritiska och kritiska professionella vårdmiljöer som sjukhusavdelningar, allmänläkarmottagningar, apotek, semi-intensivavdelningar och akutmottagningar.

Analysprincip

Erythrocyter i kapillär- eller venblodprover separeras från plasma genom centrifugering. Plasmaprovet utspås därefter med HEPEs-buffert och överförs till en reaktionskammare där det blandas med reagens innehållande latexkonjugerade CRP-antikroppar. CRP i den utspådda plasman binder till CRP-antikroppen på latexpartikeln. Koncentrationen av CRP beräknas som en funktion av den ändrade absorbensen som uppmätts vid 525 nm och 625 nm, vilket står i relation till mängden agglutination.^{4,5,6}

Reagens

En analys innehåller:

- HEPEs-buffert: 1.79 mg
- Antihuman CRP-antikropp (get) latexkonjugat: 41.84 µg

Försiktighetsåtgärder och varningar

För in vitro-diagnostisk användning av sjukvårdspersonal. Iakttag de normala försiktighetsåtgärder som gäller för all hantering av laboratoriereagens.

Infektiöst eller mikrobiellt avfall:

Varning: hantera avfall som potentiellt biologiskt riskmaterial. Kassera avfall i enlighet med godkända laboratorieinstruktioner och -processer.

Miljörisiko:

Tillämpa alla relevanta lokala borskaftningsbestämmelser för att säkerställa säker avyttring. Säkerhetsdatablad kan beställas av yrkesverksamma.

Reagenshantering

Öppna försiktigt folieförpackningen genom att riva av den markerade kanten. Kasta disken i följande fall:

- om folieförpackningen är riven eller skadad
- om disken är skadad
- om torkmedel saknas
- om det finns löst torkmedel, smuts eller andra partiklar i synnerhet i blodappliceringsområdet
- om disken har fallit i golvet efter provapplicering.

Använd **cobas** CRP Control Gen. 2 på samma sätt som ett blodprov.

Förvaring och hållbarhet

För förvaring vid 2–30 °C hållbar fram till utgångsdatumet som är tryckt på förpackningen. Får inte frysas. Om förpackningen får förvaras i kylskåp, ta ut förpackningen men låt den stanna öppnad i minst 20 minuter. Så kan disken värma upp i den stängda förpackningen före användning. Vid flytlandsprover ska disken användas inom 20 minuter efter förpackningen har öppnats, och vid flytande kontrollr inom 10 minuter. Skydda disken från direkt solljus. Förvara inte öppnade förpackningar i kylskåp. Använd inte disken efter angivet utgångsdatum.

Obs! Vid användning av kontrollmaterial öppna förpackningen just före användning.

Provtagning och beredning

Använd endast lämpliga rör eller provbehållare för provtagning och beredning.

Använd förstkt humant kapillärt helblod eller serum, K2/K3-EDTA- och litiumheparinantikoagulerat helblod eller plasma.

Använd inga andra antikoaguleringsmedel eller andra tillsatser. K2/K3-EDTA- och litiumheparinantikoagulerat helblod och plasmaprover ska analyseras inom under 24 timmar efter provtagning vid förvaring i rumstemperatur. Vid förvaring i kylskåp kan plasmaprover användas i upp till 14 dagar; K2/K3-EDTA-antikoagulerade helblodsprover ska användas inom mindre än 7 dagar och litiumheparinantikoagulerade helblodsprover inom mindre än 3 dagar. Frusna serum- och plasmaprover som förvaras vid –20 °C kan användas i upp till 60 dagar. Frys endast en gång. Blanda provet väl före användning. Använd **inte** fryst helblod för att undvika risken för hemolys.

Snabbguiden eller användarssestansen visar var provet ska appliceras. Om prover har erhållits från venpunkter eller från kontrollmaterial ska en standardpipett eller en dropppipett användas till att forma en droppe. Disken fylls automatiskt. Provet ska inte pressas ned på disken. Använd inte sprutor. Se till så att det inte finns blod utanför diskens appliceringsområde och på diskskyddet.

Material som medföjer

- [REF] 09200487190, **cobas** CRP Test Gen. 2, 20 analyser

Nödvändiga material (som ej medföljer)

- Engångslansetter (t.ex. ACCU-CHEK Safe-T-Pro Plus)
- [REF] 0935553190, **cobas** CRP Control Gen. 2
- [REF] 0935555190, instrumentet **cobas click**
- [REF] 06378668190, 06772228050, instrumentet **cobas b 101**

- Allmän laboratoriestrustning, t.ex. provöverföringspipett för venöst blod eller 70 % isopropanoltussar för fingertoppen

Provvolyt

Provetts hållbarhet på disken

Efter provapplicering måste disken sättas in inom 120 sekunder. Följ anvisningarna i användarguiden.

Analysprocedur för körning av enkelanalys

Provtagning från finger

- Använd handskar.
- Slå på instrumentet **cobas b 101** eller instrumentet **cobas click**. Välj *Patient Test*.
- Före testning ska du tvätta patients finger noggrant med tvål och skölja med varmt vatten. Torka händerna mycket noggrant.
- Öppna **cobas** CRP Test Gen. 2-analysens förpackning och ta ut disken. Öppna diskskyddet helt. Vid patienttestning ska disken användas inom 20 minuter när förpackningen väl har öppnats.
- Desinficera patientens fingertopp genom att torka stickområdet 3 gånger med en bomullstuss som impregnerats med 70–100 % isopropanol fritt från mjukgörande ämnen eller 70–100 % etanol fritt från mjukgörande ämnen; upprepa proceduren med en andra bomullstuss som impregnerats med 70–100 % isopropanol fritt från mjukgörande ämnen eller 70–100 % etanol fritt från mjukgörande ämnen. Torka sedan med en steril gasbinda.
- Stick sidan av fingertoppen. Torka av den första droppen blod med steril gasbinda.
- Placera diskens provinlopp ovanför bloddroppen. Disken fylls automatiskt. Applicera blod tills det hat fyllt det markerade området. Pressa inte in blod i disken. Det ska inte finnas blod utanför diskens appliceringsområde och på diskskyddet.
- När blod har påförts på disken, stäng disken genom att stadigt trycka ned diskskyddet.

- Välj *Open* (Öppna) på skärmen för att öppna locket på instrumentet **cobas b 101** eller instrumentet **cobas click**. När blodet har påförts på disken ska disken placeras på diskspindeln uppåtvid inom 120 sekunder.

- Stäng locket. Analysen startar automatiskt. Resultatet visas inom 3–4 minuter.

- Avslut analysen genom att välja symbolen ✓ på skärmen. Ta ut disken från instrumentet och kassera på ett lämpligt sätt.

Ovanliga testresultat

Analysresultat måste alltid bedömas tillsammans med patientens anamnes, kliniska undersökningar och andra resultat. Om instrumentet visar ett felmeddelande, se avsnittet "List of error messages" i användarguiden. Om instrumentet visar ett ovanligt analysresultat (annat än ett felmeddelande), kontrollera följande:

- Läs avsnittet "Begränsningar och interferenser" för att överväga potentiella effekter av kända procedurbegränsningar och interferenser på analysresultat.
- Om analysresultatet är osäker eller om kliniska tecken och symptom verkar inte överensstämma med analysresultatet, upprepa patientanalysen för att utesluta procedurmässiga fel. Om uppföljningsanalysens resultat är osäker ska du utföra en kvalitetskontrollsanlys med **cobas** CRP Control Gen. 2 för att bedöma prestandan på instrumentet.
- Krävs korrekta resultat utanför mätintervallet på instrumentet **cobas b 101** eller instrumentet **cobas click**, måste provet analyseras med en alternativ metod.

Kalibrering

Denna metod har standardiserats mot referensmaterialet ERM-DA472/IFCC. Alla lotnummer av disken till analysen **cobas** CRP Test Gen. 2 är spårbara till referensmaterialet ERM-DA472/IFCC.⁷

Instrumentet läser automatiskt in lotspecifika kalibreringsdata från streckkodsinformationen som är tryckt på skivan, vilket eliminerar behovet av att användaren utför kalibrering.

Kvalitetskontroll

Använd **cobas** CRP Control Gen. 2 vid kvalitetskontroll.

Kontrollintervallet och -gränsema ska anpassas till varje laboratoriums egna krav. De erhållna värdena ska hamna inom angivna gränser. Varje laboratorium bör fastställa åtgärder som ska vidtas om värdena hamnar utanför de angivna gränserna.

Före testning av patientprover måste kvalitetskontrollresultat ligga inom det lotspecifika mätintervallet.

Följ gällande statliga regler och lokala riktlinjer vid kvalitetskontroll. Ytterligare information om utförandet av kvalitetskontrollanalyser finns i metodbladet för **cobas** CRP Control Gen. 2 och i användarguiden.

Visning av resultat

Efter den automatiska bestämningen visar instrumentet **cobas b 101** instrument eller instrumentet **cobas click** resultatet inom 3–4 minuter. Koncentration av CRP visas i mg/l eller i mg/dL.

Begränsningar och interferens

Hematokritnivåer mellan 0 % och 60 % påverkar inte resultaten.

Kritium: Nivå på resultat inom ± 7 % av initialvärdet vid CRP-koncentrationer på 10,0 mg/l och 40,0 mg/L.

Hemolys: Ingen signifikant interferens vid en hemoglobinkoncentration på upp till 500 mg/dL. Icterus:⁸ Ingen signifikant interferens vid en konjugerat/okonjugerat bilirubinkoncentration på upp till 40 mg/dL.

Lipemi:⁸ Ingen signifikant interferens vid en Intralipid-koncentration på upp till 7500 mg/L och triglyceridkoncentration på 1500 mg/dL.

Glykemi:⁸ Ingen signifikant interferens vid en glukosnivå på upp till 1000 mg/dL. Fasteprover krävs inte.

Reumatoida faktorer: Ingen interferens vid en reumatoid faktornivå upp till 1200 IU/mL.

Biotin: Ingen interferens påvisades upp till 50 mg/L.

Läkemedel: Ingen interferens påvisades för terapeutiska koncentrationer vid användning av vanliga läkemedelspaneler.⁹

Läkemedelsinterferens mäts baserat på rekommendationer som anges i CLSI-riktlinjerna EP07 och EP37 och annan publicerad litteratur. Effekter av koncentrationer som överstiger dessa rekommendationer har inte fastställts.

Vid diagnostisk användning ska resultaten alltid bedömas tillsammans med patientens anamnes, kliniska undersökningar och andra resultat.

Mätintervall

3.0–400 mg/l eller 0.30–40.0 mg/dl

Referensvärden

Vuxna: < 5.0 mg/L (< 0.5 mg/dl)^{10,11}

Varje laboratorium bör undersöka överföringsmöjligheten av referensvärden till sin egen patientpopulation och, om så behövs, fastställa sina egna intervall.

Särskilda prestandadata

Representativa prestandadata som bestämts på instrumenten anges nedan. Resultat som erhållits i individuella laboratorier kan variera.

Precision

Precision bestäms med hjälp av kontroller i ett CLSI EP05-A3-protokoll. Precision uppmättes med 3 loter av analysen **cobas** CRP Test med hjälp av 5 olika serumprover som låg på gränsen för beslut om medicinsk behandling, samt 2 **cobas** CRP Control-lösningssnivåer under 21 dagar med 2 körningar per dag och duplikatmätningar per körning och provmaterial. Följande resultat erhöills för en representativ lot på instrumentet **cobas b 101**. Precisionsdata är representativa för analysen **cobas** CRP Test Gen. 2 på instrumentet **cobas b 101** och instrumentet **cobas click**.

	Repeterbarhet			Intermediär precision		
Prov	Medel-värde mg/l	SD mg/l	CV %	Medel-värde mg/l	SD mg/l	CV %
Humanserum 1	5.1	0.13	2.5	5.1	0.17	3.3
Humanserum 2	10.0	0.23	2.3	10.0	0.24	2.4
Humanserum 3	39.9	0.93	2.3	39.9	0.98	2.5
Humanserum 4	93.4	1.62	1.7	93.4	1.84	2.0
Humanserum 5	351	7.99	2.3	351	8.42	2.4
Kontrollnivå 1	9.7	0.29	2.9	9.7	0.30	3.1
Kontrollnivå 2	39.2	0.79	2.0	39.2	1.09	2.8

Metodjämförelse

Metodjämförelsedata (precisionsdata) är representativa för analysen **cobas** CRP Test Gen. 2 på instrumentet **cobas b 101** och instrumentet **cobas click**. Metodjämförelse av analysen **cobas** CRP Test utfördes enligt CLSI-riktlinjen EP09-A3 på 3 analysplatser i en patientnära miljö.

Jämförelseexperimentet med hjälp av 3 olika reagensloter med serumprover som analyserades med analysen **cobas** CRP Test på instrumentet **cobas b 101** (y) och analyserades med CRP-latex X2 "Seiken" NX-reagens på analysinstrumentet **cobas c 501** (x) gav följande korrelation för en representativ lot (Weighted Deming-regressionsmetod).^{12,13}

Provantal: 140

Lutning: 1.00

Intercept: 0.0934

Pearson (r): 0.998

Medelavvikelse i intervallet 3.0–200 mg/L: 0.5 %

Medelavvikelse i intervallet > 200–400 mg/L: 3.5 %

Avvikelse vid 5.0 mg/L: 1.9