

emmi-40HC+



Ultraschall-Leistungsregler:
40% / 60% / 80% / 100%



zum Produkt

Technische Daten

Beschreibung:

Ultraschallreiniger 4,5 mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahl-Gehäuse. Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Ablaufhahn, Heizung, und Leistungsregler.

Abmessung:

Gerät-Außen (L x B x H): 380 x 190 x 260 mm
Wanne-Innen (L x B x H): 300 x 150 x 100 mm
Korb-Innen (L x B x H): 270 x 130 x 75 mm
Korb-Maschenweite (Ø): 6 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 4,5 Liter
Arbeitsfüllmenge: 4,0 Liter

Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Schutzgrad: IP 32
Ablaufhahn: Ja
Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb
Heizung: 30-80 °C
Ultraschall-Leistungsregler: 40 / 60 / 80 / 100%

Technische Daten:

Schwingsystem: 4 PZT-Breitstrahl-Schwingsystem
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwellen
Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz
Ultraschall-Leistung: max. 240 Watt
Heizleistung: 200 Watt
Netzspannung: 50 / 60 Hz
Netzanschluss: 220 - 240 V

1. Edelstahl-Deckel
2. Edelstahl-Korb
3. Edelstahl-Wanne
4. Netzkabel
5. Zeitregler
6. An/Aus
7. Ultraschall-Leistungsregler
8. Temperaturregler
9. Ablaufhahn

