

KERN MPB 300K100

Personenwaage mit BMI-Funktion



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Medizinwaage |
| Produktgruppe | Personenwaage |
| Produktfamilie | MPB |

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Wägebereich [Max] | 300 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 0,1 kg |
| Reproduzierbarkeit | 0,1 kg |
| Linearität | ± 0,2 kg |
| Auflösung | 3.000 |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 250 kg (M1) |
| Anwärmzeit | 10 min |
| Außer mittige Belastung bei 1/3 [Max] | 0,3 kg |
| Bauart der Waage | Einbereichswaage |
| Einheiten | kg |
| Max. Kriechen (15 Minuten) | 400 g |
| Max. Kriechen (30 Minuten) | 800 g |
| Voreingestellte Einheit | kg |

Display

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Display-Art | LCD |
| Display Ziffernhöhe | 25 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Symbolsprache |

Bauform

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 315×300×60 mm |
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 210×110×50 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 315×300×60 mm |
| Material Gehäuse | Stahl, lackiert |
| Material Wägeplatte | Stahl, lackiert |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Wandhalterung | ✓ |
| Auswertegerät Kabellänge | 1,2 m |

Funktionen

| | |
|--|---|
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓ |
| Funktion zur BMI-Berechnung | ✓ |
| Hold-Funktion | ✓ |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 3 min off 4 min 5 min 2 min |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Anzahl Tasten für Bedienung | 4 |

Energieversorgung

| | |
|--|-------------------------|
| mitgelieferte Stromversorgung | Netzteil |
| Netzteil Art | Steckernetzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO UK CH |
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 220 V - 240 V AC, 50 Hz |
| Stromversorgung abnehmbar | abnehmbar |
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Batterie | 6×1.5 V AA |
| Batterie Betriebsdauer | 170 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|-------|
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | 5 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |

KERN MPB 300K100

Personenwaage mit BMI-Funktion

Zulassung

CE Zeichen ✓

Dienstleistungen

Artikelnummer für Justage auf Aufstellungsort 961-249

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung 963-129

Artikelnummer für Konformitätszertifikat 969-517

Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 475×418×130 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 4,6 kg

Bruttogewicht ca. 6 kg

Versandgewicht 5,6 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761097575

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

