




Entdecken Sie weitere Details und passendes Zubehör online!

Personenwaage mit BMI-Funktion

Merkmale

- Stabile Wägeplatte aus Stahl mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch GummifüÙe
- Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und „eingefroren“
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig, nur für Modelle ohne Stativ
- Batterie- und Netzbetrieb möglich
- Option:  Mechanischer Größenmessstab zum Befestigen an der Waage, Messbereich 60 cm – 205 cm, Teilung 0,1 cm, siehe Internet

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 210×110×50 mm
- KERN MPB: Kabellänge Auswertegerät ca. 1,2 m
- Gesamtabmessungen B×T×H
KERN MPB: 315×300×60 mm
KERN MPB-P: 315×450×1000 mm (inkl. Stativ)
- Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 170 h
- Netzadapter extern, serienmäßig

STANDARD



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Wägeplatte	Nettogewicht
	[Max] kg	[d] kg	B×T×H mm	ca. kg
KERN				
MPB 300K100	300	0,1	315×300×60	4,6
MPB 300K100P	300	0,1	315×300×55	7