

Emmi-12 HC Plus



technische Daten Emmi-12 HC Plus

Beschreibung:

Ultraschallreiniger 1,6 L mit Edelstahl-Schwingwanne und Edelstahlgehäuse Zeitschaltuhr 1-60 min., Dauerbetrieb, Heizung, und Ultraschall-Leistungsregler.

Abmessungen:

Gerät-Außen (L x B x H): 290 x 145 x 240 mm
Wanne-Innen (L x B x H): 200 x 100 x 60 mm
Korb-Innen (L x B x H): 185 x 90 x 40 mm
Korb-Maschenweite (Ø): 6 mm

Inhalt:

Wanneninhalt: 1,2 Liter
Arbeitsfüllmenge: 0,85 Liter

Ausstattung:

Schwingwanne: Edelstahl 1.4301
Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Schutzgrad: IP 32

Ablaufhahn: Nein

Zeitschaltuhr: 1-60 min / Dauerbetrieb

Heizung: 30-80 °C

Ultraschall-Leistungsregler: 40 / 60 / 80 / 100%

Technische Daten:

Schwingsystem: 2 PZT-Breitstrahl-Schwingsystem
HF-Generator: Überlastsicher, leistungskonstant
Betriebsart: Einfachhalbwellen
Betriebsfrequenz: ca. 40 kHz
Ultraschall-Leistung: max. 120 Watt
Heizleistung: 100 Watt
Netzspannung: 50 / 60 Hz
Netzanschluss: 220 - 240 V

