

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

DocCHECK I-DEX

Instrumentendesinfektionsmittel

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Gefahrenauslöser:

Alkylpropylendiamin-1,5-bis-guanidiniumacetat
Alkoholethoxylat
N,N-Didecyl-N-methyl-poly
(oxyethyl)ammoniumpropionat

Gehalt: < 5 %
Gehalt: < 10 %
Gehalt: < 10 %

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gefahrenbezeichnung:

Ätzend

Verursacht Verätzungen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Hinweis zum sicheren Umgang:

Den Behälter fest verschlossen halten.
Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz:

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät (Gasfiltertyp A) anlegen.¹⁾

Handschutz:

Gummi- oder Plastikhandschuhe

Augenschutz:

dicht schließende Schutzbrille, Augenspülflasche mit reinem Wasser

Körperschutz:

langärmelige Arbeitskleidung

Hinweis zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:

Wasservollstrahl

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden.

Für ausreichende Lüftung sorgen. Persönliche Schutzkleidung verwenden.

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel). Aufschaukeln und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.

Notruf:

Fluchtweg:

ERSTE HILFE



Allgemeine Hinweise:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen:

Nach Einatmen der Dämpfe oder Zersetzungsprodukten im Unglücksfall an die frische Luft bringen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt:

Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern, für mind. 15 Minuten ausspülen.

Sofort (Augen-)Arzt aufsuchen.

Nach Verschlucken:

Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt hinzuziehen. Achtung bei Erbrechen - hohe Erstickungsgefahr durch schäumende Bestandteile. Mund ausspülen. Einige Gläser Wasser zu trinken geben.

Ob Brechreiz ausgelöst werden soll, soll vom Arzt entschieden werden.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise:

Konzentrat nicht in Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Konzentrat wassergefährdend.

Empfehlung Produkt:

Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.

Abfallschlüsselnummer: 07 06 99 (EG)

Empfehlung Verpackungen:

Leere Behälter zur örtlichen Wiederverwertung, Wiedergewinnung oder Abfallbeseitigung abgeben.

1) Gilt vornehmlich für das Freiwerden größerer Mengen bei Unfällen und Unregelmäßigkeiten!

Stand: 09/06